

Dávkovač dezinfekcie bezdotykový; s rozprašovačom; podlahový stojan drevo/nerez

Obj. kód: DD-MOL-011



Kompletované
na Slovensku


Všeobecné informácie

Bezdotykový dávkovač dezinfekcie inštalovaný do podlahového stojanu. Toto riešenie je určené pre miesta s vysokým počtom osôb pre efektívnu dezinfekciu rúk. Na jednom stojane sú chrptom k sebe umiestnené dva dávkovače dezinfekcie pre zvýšenie počtu obslužených osôb. Stojan má pevnú konštrukciu a atraktívny vzhľad vďaka kombinácii dreva a nehrdzavejúcej ocele. Hladký povrch je ľahko čistiteľný.

Voliteľná farebná škála dreveného povrchu:


Dub Hamilton prírodný

Obj.kód: DD-MOL-011-H3303



Dub Gladstone tabakový


Obj.kód: DD-MOL-011-H3325




Technická špecifikácia

automatická detekcia rúk pod dávkovačom	infračervený senzor (IR)
účinný rozsah senzora	2 až 10 cm \pm 2 cm
typ dávkovania	sprej
vhodný pre dezinfekčné prostriedky	<ul style="list-style-type: none"> • roztok s obsahom alkoholu do 75% • roztok Oxychlorine s koncentráciou účinnej látky 0,03% • dezinfekčné prostriedky na báze chlóru: Cl max. 50ml/1l
celková výška	1410 mm
oblasť dezinfekcie rúk (vzdialenosť od podlahy)	1060 mm \pm 50 mm
rozmer základne	305 x 305 mm
hmotnosť	15,15 kg
celková výška prepravného kartónu	1430 mm
rozmer základne prepravného kartónu	320 x 320 mm
celková hmotnosť s kartónom	16,40 kg
napájanie dávkovača	batérie 8 x 1,5V typ AA / adaptér 230 VAC; 6 VDC/1A (nie sú súčasťou dodávky)
objem nádržky dezinfekčného prostriedku	600 ml
voliteľná veľkosť dávky dezinfekcie	0,5 ml, resp. 1,0 ml
odnímateľná plastová vanička	áno
životnosť dávkovača	minimálne 100 000 dávok
životnosť batérií	cca 15 000 dávok (v závislosti od typu batérie)
spotreba v pohotovostnom režime	menej ako 80 μ A

Hlavné rozmery



Ovládacie prvky / hlavné komponenty dávkovača



1	kľúč (záмок predného krytu)
2	okienko na kontrolu hladiny dezinfekčného prostriedku
3	konektor pre napájací adaptér 230 V / 6 V DC
4	červená LED (stav batérie)
5	zelená LED (prevádzkový stav)
6	dávkovacia dýza (rozprašovač)
7	plniace hrdlo nádržky dezinfekčného prostriedku
8	nádržka na dezinfekčný prostriedok
9	hlavný vypínač / prepínač veľkosti jednotlivej dávky dezinfekcie
10	priestor na batérie (vode odolný)
11	IR senzory

Odporúčané príslušenstvo

obj. kód	názov
DD-MOL-201	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-202	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-203	Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-204	Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-207	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-208	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-209	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-303	Adaptér napájací sieťový; 6V / 2000 mA



Pred uskladnením, prepravou v inej ako zvislej polohe a pri zaslaní dávkovača do servisu vyprázdnite, prosím, nádobku na dezinfekčný prostriedok, aby ste zabránili jeho možnému vytečeniu!