

## **Dávkač dezinfekcie bezdotykový nerezový; s vymeniteľnou tryskou – rozprašovač / gél; podlahový stojan z nehrdzavejúcej ocele**

Obj. kód: DD-MOL-017



Kompletované  
na Slovensku

### **Všeobecné informácie**


Bezdotykový dávkač dezinfekcie inštalovaný do podlahového stojanu. Toto riešenie je ideálne napr. pre umiestnenie vo vstupných priestoroch budov a všade tam, kde nie je vhodná montáž na stenu. Stojan má pevnú konštrukciu, atraktívny vzhľad z nehrdzavejúcej ocele. Hladký povrch je ľahko čistiteľný.

Jednoduchou výmenou typu trysky dávkača je možné kedykoľvek zmeniť používaný dezinfekčný prostriedok z gélového na kvapalnú (pre rozprašovanie – sprej) a naopak.


## Technická špecifikácia

automatická detekcia rúk pod dávkovačom	infračervený senzor (IR)
účinný rozsah senzora	0 až 10 cm
typ dávkovania	Rozprašovač (sprej) / kvapky gélu
vhodný pre dezinfekčné prostriedky	<ul style="list-style-type: none"><li>• roztok s obsahom alkoholu do 75%</li><li>• roztok Oxychlorine s koncentráciou účinnej látky 0,03%</li><li>• dezinfekčné prostriedky na báze chlóru: Cl max. 50ml/1l</li><li>• gélové dezinfekčné prostriedky (bez ohľadu na ich zloženie)</li></ul>
celková výška	1425 mm
oblasť dezinfekcie rúk (vzdialenosť od podlahy)	1060 mm ±50 mm
rozmer základne	233 x 233 mm
hmotnosť	8,05 kg
celková výška prepravného kartónu	1430 mm
rozmer základne prepravného kartónu	270 x 270 mm
celková hmotnosť s kartónom	9,3 kg
napájanie dávkovača	batérie 4 x 1,5V typ AA / adaptér 230 VAC; 6 VDC/1A (nie sú súčasťou dodávky)
objem nádržky dezinfekčného prostriedku	1 000 ml
veľkosť dávky dezinfekcie	1 – 1,5 ml
odnímateľná plastová vanička	áno
životnosť dávkovača	minimálne 100 000 dávok
životnosť batérií	cca 15 000 dávok (v závislosti od typu batérie a typu dezinfekčného prostriedku)
spotreba počas dávkovania	400 mA
spotreba v pohotovostnom režime	menej ako 80 µA

## Hlavné rozmery



## Ovládacie prvky / hlavné komponenty dávkovača



1	okienko na kontrolu hladiny dezinfekčného prostriedku
2	signalizačná LED
3	zámok horného krytu
4	priestor na batérie
5	vypínač
6	konektor pre napájací adaptér 230 V / 6 V DC
7	dávkovacia dýza
8	IR senzory
9	plniace hrdlo nádržky dezinfekčného prostriedku
10	rozprašovacia tryska (sprej)
11	kvapková tryska (pre gélovú dezinfekciu)

## Odporúčané príslušenstvo

obj. kód	názov
DD-MOL-201	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-202	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-203	Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-204	Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-207	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-208	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-209	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-210	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-212	Dezinfekčný gél; 75% alkoholu; s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-213	Dezinfekčný roztok; 85% alkoholu s glycerínom a parfumom; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-214	Dezinfekčný gél; 75% alkoholu; s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-215	Dezinfekčný gél; 76% alkoholu; s glycerolom, parfumom; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l
DD-MOL-216	Dezinfekčný gél; 76% alkoholu; s glycerolom, parfumom; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-218	Dezinfekčný gél; 62% alkoholu; s glycerínom, kyselinou hyalurónovou, lemon grass; na použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l
DD-MOL-219	Dezinfekčný gél; 62% alkoholu; s glycerínom, kyselinou hyalurónovou, lemon grass; na použitie v dávkovači dezinfekcie; 5L
DD-MOL-220	Dezinfekčný roztok; 80% alkoholu, s glycerolom, na priame použitie v dávkovači dezinfekcie, 5L
DD-MOL-303	Adaptér napájací sieťový; 6V / 2000 mA
DD-MOL-306	Lievik na dolievanie dezinfekčného roztoku; priemer 12cm; biely
DD-MOL-307	Lievik na dolievanie dezinfekčného gélu; priemer 14cm; biely



Pred uskladnením, prepravou v inej ako zvislej polohe a pri zaslaní dávkovača do servisu vyprázdňte, prosím, nádobku na dezinfekčný prostriedok, aby ste zabránili jeho možnému vytečeniu!



Pri plnení nádrčky tekutým dezinfekčným prostriedkom použite lievik, aby ste zabránili zatečeniu dezinfekčného prostriedku do elektronických obvodov dávkovača.